



HETTICH BENELUX STABILITEITSKASTEN

Nu **25%** korting*

De kwaliteit van voedings- & geneesmiddelen en andere farmaceutische, chemische en cosmetische producten is belangrijk. Hiervoor worden houdbaarheids- en stabiliteitstesten gedaan. Deze moeten voldoen aan de Q1A-richtlijn of vergelijkbaar. Het gaat dan met name om de verhouding tot klimaatzones en houdbaarheid.

Hettich Benelux ontwerpt, ontwikkelt en produceert al vele jaren farmaceutische stabiliteitskasten (PSC). Er zijn 2 standaard uitvoeringen beschikbaar. Andere variaties zijn als maatwerk leverbaar.

- ✓ **Leverbaar** in de volumes van 566 en 1.250 liter.
- ✓ **Energie verbruik** afhankelijk van het model, $\pm 0,496 - 0,553$ at $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (rV 60%)
- ✓ **Temperatuurbereik** 4 tot $45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ **Interieur** bestaat uit 4 of 8 shelves (afh. van het model) en zijn, optioneel, uitbreidbaar tot resp. 16 of 2x 16
- ✓ **Max. shelf oppervlak** $0,32\text{ m}^2$
- ✓ **Geluidsniveau** circa $\leq 44\text{ dB(A)}$

De Stabiliteitskasten zijn gemaakt van 304 roestvrijstaal en hebben een voetprint van resp. $0,7\text{ m}^2$ en $1,39\text{ m}^2$. De afmetingen van de shelves zijn $525 \times 600\text{ mm}$ en het maximale belastbare gewicht is 50 kg per shelf. Het is een luchtgekoeld systeem, een verticaal luchtflow en een ultrasoon luchtvochtigheidssysteem. De deur is voorzien van een slot. Verder beschikken onze stabiliteitskasten over een visueel (led lichtbalk voorzijde) en akoestisch alarmsysteem.

HETTICH BENELUX STABILITEITSKASTEN

Nu **25%** korting*



* 20% KORTING BIJ AANSCHAF VAN EEN HETTICH BENELUX STABILITEITSKAST

- De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 mei 2026 en 31 augustus 2026.
- In de actieperiode geldt de actie alleen voor aanschaf van een PSC600 of PSC1400 (standaardversie)
- De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
- De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken.
- De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires.
- Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk.
- Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op met uw accountmanager.
- De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
- Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing.
- Deze actie is alleen geldig in Nederland en België bij Hettich Benelux.
- Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen.