



Hettich



HAIER BIOMEDICAL UltraECO ULT vriezer

Gratis aluminium
rekken*

Eén van de nieuwste en energiezuinigste ULT vriezers is de haier UltraECO. Door het onafhankelijke bureau EnergyStar is deze ULT in 2025 uitgeroepen tot de **meest energiezuinige ULT** ter wereld. Ontworpen met de nieuwste technologie waardoor deze ULT's een zeer nauwkeurige temperatuurregeling hebben en u nog meer energie besparen alsook een goede bijdrage aan een groener milieu.

- ✓ **Leverbaar** in de volumes van 730 en 830 liter.
- ✓ **Eenvoudige bediening** door het intuïtieve 10 inch LCD touchscreen en door een innovatief ontwerp van de lichtbalk ziet u in één oogopslag de operationele status van de ULT.
- ✓ **Energie verbruik** van 3.55 kWh/24hr (DW-86L730BPT) ingesteld op -70 °C, omgevingstemp. 25 °C.
- ✓ **Interieur** bestaat uit 4 binnendeuren en 3 schappen.
- ✓ **Buitenmaten ULT** zijn resp. 1046 x 998 x 1970 en 1145 x 998 x 1970 mm.
- ✓ **USB Interface** stelt gebruikers in staat om historische temperatuurgegevens te downloaden voor compliance of audit doeleinden.
- ✓ **VIP-isolatietechnologie** zorgt voor duurzaam warmtebehoud van 6 uur en beschermt monsters tijdens eventuele korte stroomstoringen.

HAIER BIOMEDICAL UltraECO ULT vriezer

Gratis aluminium
rekken*



*** BIJ AANSCHAF VAN EEN HAIER BIOMEDICAL ULTRAECO ULT, ONTVANGT U DE ALUMINIUM REKKEN GRATIS.**

- De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 januari 2026 en 31 augustus 2026.
- In de actieperiode geldt de actie alleen voor aanschaf van de ULT modellen DW-86L730BPT en DW-86L830BPT. U ontvangt dan de aluminium rekken gratis resp. 20 en 24.
- De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
- De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken.
- De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires.
- Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk.
- Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op met uw accountmanager.
- De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
- Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing.
- Deze actie is alleen geldig in Nederland bij Hettich Benelux.
- Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen.

Scan voor
meer info

