



KIRSCH MEDICAL BLOEDBANK KOELKASTEN

Nu **20%** korting*

Kirsch is een gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige koel- en vriesoplossingen voor de gezondheidszorg en laboratoria. Sinds 2023 maakt het bedrijf Philipp Kirsch GmbH deel uit van de Hettich Group. De koelkasten in de categorie 'Bloedbank koelkasten' voldoen allemaal aan de DIN 13277 en zijn ook compliant aan de MDR (EU) 2017/745 (temperatuurinstelling +4 °C).

- ✓ **Leverbaar** in de volumes van 95, 170, 280, 500 en 700 liter.
- ✓ **Energie verbruik** afhankelijk van het model, variërend van 92 tot en met 250 Watt.
- ✓ **Interieur** bestaat uit 2 tot en met 5 aluminium uittrekbare lades (optioneel meer lades beschikbaar).
- ✓ **Capaciteit per lade** 30 tot en met 81 bloedzakken van 500 ml (afhankelijk van het model).
- ✓ **Geluidsniveau** varieert, per model, tussen de 38.6 dB(A) en 41.8 dB(A).
- ✓ **Ultimate** leverbaar met o.a. een glazen bedieningspaneel, eenvoudige bediening via het touchscreen (werkt zelfs met lab handschoenen), grafische weergave van de temperatuurcurve en min/max temperatuur, toegangscontrole met een logboek en intuïtieve hulp bij alarmmeldingen en probleemoplossing.
- ✓ **Pro-Active** met een vermindering van het stroomverbruik tot 60% in vergelijking met vorige controllers, extra veiligheid dankzij sleutelschakelaar, gegevensopslag voor USB-export en snelle reactietijd op eventuele storingen dankzij proactieve alarmering.

KIRSCH MEDICAL BLOEDBANK KOELKASTEN

Nu **20%** korting*



* 20% KORTING BIJ AANSCHAF VAN EEN KIRSCH BLOEDBANK KOELKAST,

- De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 januari 2026 en 31 augustus 2026.
- In de actieperiode geldt de actie alleen voor aanschaf van de modellen BL-100, BL-176, BL-300, BL-520 en BL-720 Pro Active en de Ultimate BL-300, BL-520 en BL-720.
- De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
- De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken.
- De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires.
- Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk.
- Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op met uw accountmanager.
- De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
- Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing.
- Deze actie is alleen geldig in Nederland bij Hettich Benelux.
- Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen.

Scan voor
meer info

