



NIEUW MIKRO 2.0 | 2.0 R

50% korting
op de rotor**

Ontdek de toekomst van monsterverwerking! Onze nieuwste microlitercentrifuge zet nieuwe normen in onderzoek. De MIKRO 2.0 is ontworpen voor maximale precisie en veelzijdigheid en ondersteunt uw wetenschappelijke doorbraken en versnelt de weg naar nieuwe ontdekkingen. Of u nu werkzaam bent in de moleculaire biologie, biochemie, celbiologie of andere vakgebieden, deze centrifuge biedt u de snelheid, flexibiliteit en precisie die u nodig hebt voor uw werk.

- ✓ **Hoogste centrifugale krachten:** Max. 25.000 RCF voor snelle en efficiënte scheiding.
- ✓ **Eenvoudige bediening:** Nieuwe gebruikersinterface met 3.5-inch TFT-display met hoge resolutie en individueel aanpasbare programma's voor reproduceerbare resultaten.
- ✓ **Compact ontwerp:** Deze Mikro 2.0 en de 2.0 R zijn nog compacter dan de vorige modellen.
- ✓ **Veelzijdige rotorkeuze:** Flexibiliteit voor de meest uiteenlopende monstersformaten, zoals microliter, cryobuisjes en PCR-strips met een monstervolume van 0.2 - 5 ml.
- ✓ **Waardevolle functies:** Zoals een snelwisselbaar rotorsysteem, een snel ontgrendeling en NFC-rotorherkenning.
- ✓ **Natuurlijk koelmiddel:** De Mikro 2.0 R heeft het milieuvriendelijke koelmiddel R290.

Deze Mikro 2.0 (of gekoelde versie Mikro 2.0 R) is uitermate geschikt voor onderzoek, diagnostiek* en routine laboratoria*.

*Dit is het GP-model, de IVDR-versie is begin 2026 beschikbaar.

ANGLE ROTORS



	angle	max. RPM	max. capacity
Angle rotor, 24-place	45°	16,100 min ⁻¹	24 x 2.0 ml
Angle rotor, 24-place for spin column kits	45°	14,600 min ⁻¹	24 x spin columns
Angle rotor, 20-place for cryo tubes	45°	14,600 min ⁻¹	20 x cryo tubes
Angle rotor, 12-place	45°	14,900 min ⁻¹	12 x 5 ml
Angle rotor, 8-place	45°	15,400 min ⁻¹	8 x 8 PCR strips

ACTIEVOORWAARDEN MIKRO 2.0 & 2.0 R (GP-model)

**** De 50% korting op de rotor geldt alleen op het moment van aanschaf van een Mikro 2.0 of 2.0 R.**

- De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 januari 2026 en 30 april 2026.
- In de actieperiode geldt de actie alleen voor het GP- & IvD model Mikro 2.0 en 2.0 R.
- Levertijd bedraagt ca. 2-3 weken na opdrachtbevestiging.
- De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
- De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken.
- De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires.
- Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk.
- Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op met uw accountmanager.
- De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
- Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing.
- Deze actie is alleen geldig in Nederland bij Hettich Benelux.
- Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen.